



Les analyses Border Disease dans le lait de tank

Depuis 2009, le bassin Roquefort est confronté à un nouvel épisode virulent de Border Disease ou « Pètèga ovina ».

Fort du succès du dépistage sur lait de tank entrepris l'année dernière, FODSA-GDS12 en partenariat avec les partenaires techniques et commerciaux a décidé de renouveler ce dépistage sur la campagne laitière 2011/2012. Les objectifs sont de renforcer le dépistage sur sang mais aussi de tester les cheptels au plus près de la rentrée des agneaux en atelier d'engraissement.

L'an dernier plus de 60 % des éleveurs ont réalisé ce dépistage ce qui a permis de détecter précocement de nouveaux cheptels infectés et de réagir plus tôt.

Le dépistage sur lait reste volontaire mais l'ensemble des partenaires techniques et commerciaux vous encouragent vivement à le réaliser.

Il est intégralement financé par la FODSA avec la participation des opérateurs commerciaux.

ETAT DES LIEUX EN AVEYRON

2010 Au 01 octobre 2011

| | | | |
|------|---|------|---|
| 1722 | Cheptels testés | 1904 | Cheptels testés |
| 157 | Cheptels dépistés positifs | 142 | Cheptels dépistés positifs |
| 68 | Cheptels nouvellement détectés positifs | 35 | Cheptels nouvellement détectés positifs |

Actuellement :

5 % des cheptels laitiers séropositifs
17 % des cheptels allaitants séropositifs

Comment prélever le lait ?

- L'idéal est de réaliser le test une semaine avant de livrer les agneaux d'engraissement.
- Le prélèvement de lait peut être réalisé sur un lait de mélange d'allaitantes ou pendant la période de livraison.
- Homogénéisez le lait par agitation dans le tank.

- Prélevez hygiéniquement du lait avec la poirette fournie puis remplissez le flacon.



- Collez l'étiquette sur le flacon et complétez le bordereau.



Etiquette à coller

Les laiteries pourront collecter les échantillons de 8h30 à 12h selon le planning suivant :

| | 03/11 | 07/11 | 14/11 | Après le 15/11/2010 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--|
| Sébazac | x | x | x | Tous les lundis puis du lundi au jeudi à compter du 01/12 |
| Villefranche de Panat Vernières | x | x | x | Tous les lundis puis du lundi au jeudi à compter du 23/11 |
| Villefranche de Panat Papillon | x | x | x | Tous les lundis puis du lundi au jeudi à compter du 15/11 |
| Réquista | x | x | x | Tous les lundis puis du lundi au jeudi à compter du 25/11 |
| Montlaur | x | x | x | Du lundi au jeudi à compter du 15/11 |
| Martrin | x | x | x | Tous les jours à partir du 01/12 |
| Le Massegros | | | | Tous les lundis à compter du 12/12 puis du lundi au jeudi à compter du 26/12 |
| Saint Affrique | x | x | x | Tous les lundis puis du lundi au jeudi à compter du 19/12 |
| Saint Georges | x | x | x | Du lundi au jeudi à compter du 15/11 |
| Millau | x | x | x | Tous les lundis puis du lundi au jeudi à compter du 15/11 |

Les résultats

Confédération Générale de Roquefort se charge d'acheminer les échantillons des laiteries à Aveyron Labo.

- Laits reçus le vendredi et lundi → Résultats laboratoire le mardi
- Laits reçus le mardi, mercredi, jeudi → Résultats laboratoire le vendredi

Interpréter les résultats

Le résultat sera exprimé en pourcentage, appelé pourcentage d'inhibition.

Voici comment l'interpréter :

| Pourcentage d'inhibition | Risque | Interprétation |
|--------------------------|--------|---|
| $x \geq 70 \%$ | Faible | Pourcentage de brebis séropositives attendu dans le troupeau < 10 % |
| $50 < x < 70 \%$ | Modéré | Pourcentage de brebis séropositives attendu entre 10 et 30 % |
| $x \leq 50 \%$ | Elevé | Pourcentage de brebis séropositives attendu dans le troupeau > 30 % |

Où amener le prélèvement de lait ?

Le prélèvement est acheminé au laboratoire sous froid (T=2 à 6°C).

3 solutions pour collecter les flacons :

- L'éleveur amène le flacon à la laiterie ou à Aveyron Labo.
- L'éleveur amène le flacon à son vétérinaire qui l'enverra à Aveyron Labo.
- L'engraisseur d'agneaux collecte les échantillons et les achemine à la laiterie ou à Aveyron Labo.